

Aktiviti / Tugas:
PENGENDALIAN MESIN AUTOKLAF

No. Bilik/Makmal/Bengkel:
Unit Pengurusan Makmal Sains (UPMS)

Jabatan/PTJ:
Pusat Pengajian Sains Kesihatan (PPSK)

Alat Lindung Diri (ALD) / peralatan / lain-lain pertimbangan keselamatan yang diperlukan:

Sarung tangan
Kot makmal
Kasut keselamatan

Hazard:

Elektrik (Letupan, kebakaran atau litar pintas)
Fizikal (Haba)
Biologi (Tumpahan sampel)

Latihan Yang Diperlukan:


Prosedur Pengendalian Autoklaf
Prosedur Pengurusan Sisa Biologi

Langkah untuk menjalankan tugas dengan selamat:


- | | |
|---|---|
| 1 | Sebelum:
1.1 Memastikan memakai ALD yang sesuai.
1.2 Memastikan Sijil Kelayakan masih lagi sah.
1.3 Memastikan Autoklaf berada dalam keadaan baik dan berfungsi.
1.4 Memastikan bahan yang diautoklaf diuruskan dengan betul (<i>tape</i> autoklaf, bungkusannya dll) |
| 2 | Semasa:
2.1 Memastikan bahan yang akan dimasukkan ke dalam autoklaf disusun dengan betul mengikut susunan sepatutnya
2.2 Memastikan pintu autoklaf ditutup dengan sempurna dan dikunci
2.3 Memastikan tiada kebocoran semasa proses autoklaf beroperasi.
2.4 Memastikan suhu dan tekanan berada dalam julat yang selamat sebelum pintu autoklaf dibuka.
2.5 Memastikan sistem keselamatan autoklaf berfungsi dengan baik. |
| 3 | Selepas:
3.1 Memastikan semua suis pemasangan telah ditutup selepas digunakan.
3.2 Memastikan proses untuk mengeluarkan bahan yang diautoklaf mengikut keperluan yang ditetapkan.
3.3 Memastikan semua tumpahan yang berlaku dibersihkan mengikut tatacara yang ditetapkan.
3.4 Memastikan sisa klinikal dimasukkan ke dalam plastik kuning serta diikat dan diletakkan di dalam tong kuning besar untuk diambil oleh pihak kontraktor yang dilantik.
3.5 Memastikan semua insiden / kejadian merbahaya dilaporkan mengikut Prosedur Pelaporan Kejadian Berbahaya, Kemalangan Dan Terperangkap Dalam Lif Di PPSK. |

Pengesahan

Disediakan oleh :


En Muhammad Syafiq Sidek Ahmad
Penyelia
Unit Pengurusan Makmal Sains
Tarikh : 25/06/2025

Disemak oleh :


Pn Nor Azizan Abdullah
Pengurus
Unit Pengurusan Makmal Sains
Tarikh : 25/06/2025

Diluluskan oleh:

