

- Sarung tangan nitril 1 inci atau yang sesuai mengikut hazard
- Apron kalis air
- Kasut keselamatan
- Pelitup muka

Hazard:

- Kimia (tumpahan dan sisa)
- Biologi (tumpahan dan sisa)
- Fizikal (luka akibat radas yang pecah, licin)

Latihan Yang Diperlukan:

- Kursus Pembersihan Alat Radas Makmal
- Kursus Pengendalian Radas Kaca dan Volumetrik
- Kursus Keselamatan Biologi dan Kimia
- Kursus Pengendalian Tumpahan
- Prosedur Pengendalian dan Peraturan Keselamatan Penggunaan Bahan Kimia Yang Sangat Beracun (BSR)

Langkah untuk menjalankan tugas dengan selamat:

- | | |
|---|---|
| 1 | <p>Sebelum:</p> <p>1.1 Memastikan tiada barang kemas di jari sebelum memakai sarung tangan dan alat lindung diri lain yang sesuai.</p> <p>1.2 Memastikan sisa dalam alat radas telah diuruskan dengan tatacara yang sepatutnya.</p> <p>1.3 Memastikan alat radas dirawat mengikut hazard yang telah dikenalpasti.</p> <p>1.4 Memastikan alat radas yang rosak/retak/pecah dilupuskan mengikut tatacara yang ditetapkan.</p> |
| 2 | <p>Semasa:</p> <p>2.1 Memastikan penggunaan bahan pencuci yang betul dan sesuai dengan jenis bahan cemar dan alat radas.</p> <p>2.2 Memastikan alat bantu pencuci digunakan mengikut kesesuaian dan tidak merosakkan alat radas.</p> <p>2.3 Memastikan bahan pencuci dibilas dengan sempurna sebelum proses pengasingan alat radas dibuat.</p> <p>2.4 Memastikan pengeringan alat radas dilakukan mengikut tatacara yang ditetapkan.</p> |
| 3 | <p>Selepas:</p> <p>3.1 Memastikan alat radas kering disimpan dan disusun dengan baik mengikut kesesuaian dan selamat</p> <p>3.2 Memastikan sekitaran kerja bersih, kering dan selamat.</p> <p>3.3 Memastikan semua insiden / kejadian merbahaya dilaporkan mengikut Prosedur Pelaporan Kejadian Berbahaya, Kemalangan Dan Terperangkap Dalam Lif Di PPSK.</p> |

Pengesahan

Disediakan oleh:

Pn Azilawati Azizan
Penyelia
Unit Pengurusan Makmal Sains

Tarikh: 25 June 2025

Disemak oleh:

Pn Nor Azizah Abdullah
Pengurus
Unit Pengurusan Makmal Sains

Tarikh: 25 June 2025

Diluluskan oleh: